

# Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite 3-SONE Madrass Ekstra Myk

## Bruksområde

StimulITE madrasser er produsert for å forebygge og behandle trykksår

## Bruksanvisning

Din StimulITE madrass kommer i to stykker: En overmadrass og en madrassbas. Madrassbasen består av skumvåren i polyeter skum. Ta av emballasjen, velg ønsket trekk, åpne glidelåsen og legg den oppå sengegrind. Plasser deretter madrassbasen oppå trekket med vår åpninger oppover og rull overmadrassen oppa madrass basen. Cellene i overmadrassen skal ha den åpne siden opp.

Overmadrassen har festeanordninger for å feste madrassen i sengegaveln. Disse finnes for at madrassen skal ligge stille, samt gi en mulighet til å evakuere en person som ligger i en nødsituasjon. Dra festeanordninger gjennom hullen i hygienetrekket. Fest båndene på madrasskjernen i sengegavlen. Juster ved behov.

## Anvendelsesanvisning

StimulITE 3SONE Madrass Ekstra Myk er beregnet til bruk direkt oppå sengeramen og trenger ikke en annen madrass under. Vektklasse brukere 25-200 kg.

For beste behandlingseffekt bruk kun et løst spent laken over overmadrassen. For å beskytte undermadrassen (mot kroppsvæsler osv.) kan man bruke vår fukttoppsamler (INMATT3227) som da plasseres mellom overmadrassen og madrassbasen og at du kler skumbasen i hygienetrekket.

Har man inkontinens, anbefales att ha hele madrassen inuti hygienetrekket som puster, men som likevel tåler fuktighet (COVIN33801BH, 3480BH og 3680BH. Ulike størrelser for ulike madrasskjerner.)

Hvis man har behov for ytterligere komfort, for eksempel øm hud, finnes et komforttrekk i bomull, (COVST4080. En størrelse passer til alle madrass konfigurasjoner.) Det slipper gjennom luft og gir ekstra komfort til ømme kroppsdelene.

## Vaskeanvisninger

Overmadrass: Løsne borrelåsene og ta madrassen ut av trekket. Hvis madrasskjernen er støvete, går det fint å støvsuge eller blåse den ren med trykkluft. Når man senere vasker i maskin, vend eller rull overmadrassen, slik at de åpne cellene kommer ut mot trommelen. Hvis du har en vaskepose, beskytter det madrasskjernen, men det går også bra å vaske uten vaskepose. Bruk vaskemiddel uten blekemiddel og vask madrassen alene i vaskemaskinen. Hvis madrassen er lett tilsmusset, vask på 40°. Ved sterkere tilsmussing tåler madrassen 60° i 30 minutter alternativt 85° i 10 minutter. Madrassen kan også vaskes i badekaret, dusjes eller vaskes med slange. La madrasskjernen lufttørke. Hvis du behøver å tørke madrasskjernen hurtig, bruk håndduker, hårtørker, element eller torkskåp, ca. 30 minutter (maks varme 60°). Skumbasen kan vaskes i 95° og lufttørkes.

Overmadrasskjernen tåler desinfeksjon av typen virkon. Sprut da på overmadrassen, alternativt legg hele overmadrassen i et kar i 10 minutter med fortennet løsning. Skyll etter med vann.

Hygienetrekke (COVIN) kan vaskes i vanlig maskin 95° og tørketromles. Brukes med mildt vaskemiddel uten blekemiddel. Hygienetrekket kan også tørkes av med overflatedesinfeksjon for eksempel alkohol alternativt virkon. Fuktoppsamleren (INMATT3227) kan vaskes i vanlig maskin 95 grader og tørketromles. Brukes med mildt vaskemiddel uten blekemiddel.

## Rekondisjonering / Klargjøring for lager

Overtrekk og madrass delene er utstyrt med artikkelnummer. Vask i henhold til instruksjonene ovenfor. Overflatedesinfeksjon (type virkon) kan brukes for å ta bort uønskede bakterier. Legg madrassen i et kar i 10 minutter. Når produktet er forbrukt, leveres det inn til plastresirkulering.

## Flammesikkerhet

Overtrekket og madrasskjernen (overmadrassen og madrassbasen) er branntestet i henhold til EN 597-1 og EN 597-2. Kjernen i madrassen og madrassen er behandlet for å ikke brenne med åpen flamme. Samtlige StimulITE-produkter er dessuten branntestet og godkjente i henhold til ISO 7176-16.

# Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite 3-SONE Madrass Ekstra Myk

## Garanti

Alle Stimulite madrasskjerner er CE-merket og har 3 (tre) års garanti. Garantien inkluderer skader som er avhengig av produksjon eller materialfeil. Garantien

dekker ikke unormal håndtering og slitasjeskader, eller skader som har oppstått i forbindelse med vasking eller tørking hvis vaskeråd ikke har blitt fulgt.

## Tekniske data

Overmadrass: 100 % termoplastisk polyuretan TPU

Madrassbas ekstra myk: Polyeter skumplast

	3-SONE Madrass	3-SONE Madrass Ekstra Myk
Vekt:	12 kg	17 kg
Høyde:	12 cm	19 cm
Bredde:	82,5, 85 eller 90 cm	82,5, 85 eller 90 cm
Lengde:	200 cm	200 cm

Artikkel	Artikkelnummer	Størrelse	Materiale
3-SONE Madrass Ekstra Myk	3ZON82B	82,5 x 200 x 19 cm	Overmadrass 100% TPU Madrassbas polyeter skum
	3ZON85B	85 x 200 x 19 cm	Overmadrass 100% TPU Madrassbas polyeter skum
	3ZON90B	90 x 200 x 19 cm	Overmadrass 100% TPU Madrassbas polyeter skum
Overmadrass	GSR00056	82,5 x 200 x 7 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
	GSR00067	85 x 200 x 7 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
	SRC00024	90 x 200 x 7 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
Madrassbas ekstra myk	FOUNDATION33	82,5 x 200 x 12 cm	Polyeter skum
	FOUNDATION34	85 x 200 x 12 cm	Polyeter skum
	FOUNDATION36	90 x 200 x 12 cm	Polyeter skum
Hygienetrekk til 3-SONE Madrass	COVIN3380B	Passer til FOUNDATION33	58 % polyuretan, 42 % polyester
	COVIN3480B	Passer til FOUNDATION34	58 % polyuretan, 42 % polyester
	COVIN3680B	Passer til FOUNDATION36	58 % polyuretan, 42 % polyester
Hygienetrekk til 3-SONE Madrass Ekstra Myk	COVIN3380BH	Passer til 3ZON82B	58 % polyuretan, 42 % polyester
	COVIN3480BH	Passer til 3ZON85B	58 % polyuretan, 42 % polyester
	COVIN3680BH	Passer til 3ZON90B	58 % polyuretan, 42 % polyester
Fuktoppsamler (sengebeskyttelse)	INMATT3227)	(passer til alle madrasser 80 x 200 cm)	68 % polyester, 30 % bomull, 2 % polyolefin
Komforttrekk	COVST4080	(passer til alle madrasser)	91 % bomull, 9 % elastan
Veske til å bære madrassen	BAG	passer til alle madrasser)	52 % akryl, 42 % bomull og 6 % polyester
Vaskepose	LDBAGBED	passer til alle madrasser)	

Hvis du opplever ubehag ved bruk av madrassen, avbryt bruken og ta kontakt med lege eller terapeut.

Lykke til med ditt Stimulite-produkt!

Göran & Brigitte Sjødén