

# Anvendelses- og bruksanvisning hygienetrek

Hygienetrekket som følger med din Stimulite produkt er både vanntett og samtidig pustende (damppermeabelt). Dette er det optimale hygienetrekket til madrasser, sengputer og dyner. Hygienetrekket er produsert i et Økotex-sertifisert, slitesterkt og mykt materiale som kjennes behagelig å ligge på, samtidig som det skaper et sunt mikroklima i sengen.

Materialet gir en fin temperatur, og det rasler ikke og blir ikke krøllet når man rører seg i sengen.

Det spesielle vanntette laget er pustende, hvilket gjør at svette føres bort, mens alle andre væsker som f.eks. urin, ikke kan trenge gjennom. Vanndamp transporteres bort, og klimautvekslingen mellom madrass og romtemperatur avleder kroppstemperatur og plagsom svette unngås.

Materialet forhindrer utvikling av bakterier, midd og muggsopp.

Hygienetrekket er derfor utmerket å bruke for allergikere.

## **Pleieråd:**

Kan vaskes på opptil 95° uten skyllemiddel

Kan tørkes av med ikke-klorbasert desinfeksjonsmiddel, for eksempel alkohol. Kan steriliseres 134°/5 min

Kan tørketromles med 120°

## **Innholdsfortegnelse**

42 % polyester

58 % polyuretan

## **Størrelser/artikkelnummer**

COVIN3380 Passer madrass 82,5 × 200 × 7 cm

COVIN3480 passer madrass 85 × 200 × 7 cm

COVIN3680 passer madrass 90 × 200 × 7 cm

COVIN3380B passer madrass 82,5 × 200 × 12 cm

COVIN3480B passer madrass 85 × 200 × 12 cm

COVIN3680B passer madrass 90 × 200 × 12 cm

COVIN3380BH passer madrass 82,5 × 200 × 19 cm

COVIN3480BH passer madrass 85 × 200 × 19 cm

COVIN3680BH passer madrass 90 × 200 × 19 cm

COVINBASSINET passer madrass 39 × 80 × 5 cm

COVINCRIB2448 passer madrass 60 × 120 × 5 cm

COVINCRIB2456 passer madrass 60 × 140 × 5 cm

COVINCRIB2752 passer madrass 68 × 130 × 5 cm

COVINCRIB2856 passer madrass 70 × 140 × 5 cm

COVINCRIB2863 passer madrass 70 × 160 × 5 cm

Hygienetrekket er branntestet i henhold til EN 597-1 og EN 597-2

*Lykke til med ditt StimuLITE-produkt!*

*Göran & Brigitte Sjödén*



Göran Sjödén's Rehabshop Norge AS

Postboks 157 1378 Nesbru

Besøksadresse: Vogellund 31 1394 Nesbru

Tlf. 48 50 32 97

[www.rehabshop.com](http://www.rehabshop.com),

[goran@rehabshop.com](mailto:goran@rehabshop.com)

# Anvendelses- og bruksanvisning hygienetrek

---