



StimuLITE®

VANNETT TREKK TIL SITTEPUTER SMUSSAVVISENDE TØRRHETS BESKYTTELSE FOR UTENDØRS AKTIVITET



Vann- og smussavstøtende stretch nylon som vil holde pute tørr og rent i regnet, ved bassenget, i dusjen, under vannbasert sportslig eller annen utendørs aktivitet. Trekk hetten over puten. Kan vaskes i 60° i maskin, tørkes i torketrommeln.

StimuLITE® Vannnett Trekk til sitteputer er avsett for bruk i ekstremt våte eller smuts utsatte situasjoner, for eksempel under sport, på jakt, eller annen utendørs aktivitet. Trekket er ikke dampgjennomtrenglig och stenger ned ventilasjonsfunksjonen i StimuLITE® materialet. Vi anbefaler derfor ikke å bruke trekket over lengre sammenhengende perioder eller ved kronisk inkontinens.

For inkontinente brukere anbefals i stedet å bruke inkontinensinnlegg som legs under StimuLITE® sitteputen in i trekket og å vaske trekk og pute regelmessig for å tillate væske for å bli ledet bort fra kroppen og for å opprettholde putens komplette ventilasjons- og dreneringskapasitet.

Vannnett trekk till StimuLITE® sitteputer passer alle modeller.

StimuLITE® Vannnett Trekk til sitteputer

Størrelse (cm)			Art.nr.	HMS nr.
Bredde	Dypde	Høyde		
33-36	33-36	5-8	WPC1414	207530
33-36	36-41	5-8	WPC1416	207531
36	46-51	5-8	WPC1418	207532
36-38	41	5-8	WPC1516	207533
38	46-51	5-8	WPC1518	207534
38-41	41	5-8	WPC1616	207535
41	41-46	5-8	WPC1618	207536
41-43	43	5-8	WPC1717	207537
43-46	43-46	5-8	WPC1818	207538
46-51	41	5-8	WPC2016	207539
51	43-46	5-8	WPC2018	207540
51	46-51	5-8	WPC2020	207541
51-56	51-56	5-8	WPC2222	207542
56-51	56-61	5-8	WPC2424	207543
61-65	61-65	5-8	WPC2626	207544



Supracor®

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Alle StimuLITE® sitteputer er branntestet og godkjent i henhold til ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006, NS-EN 597:2015 og CE-merket.



GÖRAN SJÖDÉN REHABSHOP NORGE A/S
Postboks 157 1378 Nesbru
Tel: +(47) 48 50 32 97
email: ordre@rehabshop.com
www.rehabshop.as

